

MISS

Ø 2.0 MM

- Vis en titane ISO 5832-3
- Sécable, auto perforante et auto taraudeuse
- Avant-pied
- Conditionnement stérile



Ø 2.0 mm

Ø 2.0	
LONG.	RÉF.
13	38.52.13
15	38.52.15
17	38.52.17
19	38.52.19
22	38.52.22

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Pointe carré pour vis MISS	14.33.25
2	Tournevis pour vis MISS	14.31.12
3	Lame AO pour vis MISS	14.30.12
4	Guide de coupe gauche	14.33.39
5	Guide de coupe droit	14.33.39

