


PPDA

Ø 2.6 MM Ø 3.0 MM



Ø 2.6 mm

Ø 3.0 mm

- Vis en Titane ISO 5832-3
- Auto foreuse, perforée, pas différents, auto compressive
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø1.0 pour vis Ø 2.6 et Ø 3.0mm

Ø 2.6 mm		Ø 3.0 mm	
LONG.	RÉF.	LONG.	RÉF.
12	38.49.12	12	38.65.12
14	38.49.14	14	38.65.14
16	38.49.16	16	38.65.16
18	38.49.18	18	38.65.18
20	38.49.20	20	38.65.20
22	38.49.22	22	38.65.22
24	38.49.24	24	38.65.24
26	38.49.26	26	38.65.26
28	38.49.28	28	38.65.28
30	38.49.30	30	38.65.30
32	38.49.32	32	38.65.32
34	38.49.34	34	38.65.34

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt canulé pour vis PPDA Ø 3.0	14.37.23
2	Forêt canulé pour vis PPDA Ø 3.0 XL	14.37.26
3	Tournevis (lame) canulé pour vis Ø2.6 et Ø3	14.30.23
4	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
5	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Boite de rangement	14.10.88

Disponible en complément d'ancillaire :

- Forêt canulé Ø 2.6 XL : référence : 14.37.27
- Forêt canulé Ø 2.6 : référence : 14.37.25

