


# NOS BROCHES À BILLE

LONGUEUR 150 MM

- Inox 316L répondant à la norme ISO 5832-1
- Extrémités triangulaires
- Conditionnement à l'unité stérile broche + embout



**BROCHE FILETÉE  
ET EMBOUT ANTI-MIGRATION**



*Longueur 150 mm*

DIAMÈTRE	RÉF.
broche filetée Ø 1.0 mm + embout antimigration	38.63.13/18
broche filetée Ø 1.2 mm + embout antimigration	38.63.14/18
broche filetée Ø 1.5 mm + embout antimigration	38.63.15/19
broche filetée Ø 1.8 mm + embout antimigration	38.63.16/20
broche filetée Ø 2.0 mm + embout antimigration	38.63.17/20