


HAMMERFIX

3 TAILLES


- Zeniva® PEEK
- Segment à ergots de l'implant conçu pour se déployer dans la phalange proximale
- Filetages opposés permettant une compression supplémentaire à travers l'articulation
- S'adapte aux variations de taille des phalanges



small

medium

large



	S	M	L
TAILLE	2.8	3.4	4.0
LONGUEUR TOTALE	13.5	15.0	15.0
Ø MAX DE LA VIS	2.8	3.4	4.0
Ø MAX DE L'ERGOT	4.0	4.5	5.5
LONGUEUR PROXIMALE DE L'ERGOT	5.5	6.8	6.8
LONGUEUR FILETÉE MÉDIANE	6.5	7.0	7.0