

JACK-S SCREW

6 TAILLES



- Vis titane
- Vis sous-talienne pour repositionnement calcanéen.
- Insertion facile / Parfaite stabilité
- Traitement du pied plat chez l'adulte et l'enfant

| REF | Ø | LONG. |
|---------|------|-------|
| 42-0712 | 7.0 | 12 |
| 42-0814 | 8.0 | 14 |
| 42-0914 | 9.0 | 14 |
| 42-1014 | 10.0 | 14 |
| 42-1116 | 11.0 | 16 |
| 42-1216 | 12.0 | 16 |

| REF | PRODUIT |
|----------|------------------------|
| ML-2000 | Boite de rangement |
| ML-1007 | Mesureur fileté Ø 7.0 |
| ML-1008 | Mesureur fileté Ø 8.0 |
| ML-1009 | Mesureur fileté Ø 9.0 |
| ML-1010 | Mesureur fileté Ø 10.0 |
| ML-1011 | Mesureur fileté Ø 11.0 |
| ML-1012 | Mesureur fileté Ø 12.0 |
| 42-4230 | Lame de tournevis |
| 42-4220 | Extracteur |
| 42-4240 | Sonde |
| 14.63.18 | Broche Ø 1.8 Lg2 00 |
| 42-4243 | Dilatateur |
| 55-2951 | Manche de tournevis |

