


HAMMERFIX


3 TAILLES



small medium large

	S	M	L
TAILLE	2.8	3.4	4.0
LONGUEUR TOTALE	13.5	15.0	15.0
Ø MAX DE LA VIS	2.8	3.4	4.0
Ø MAX DE L'ERGOT	4.0	4.5	5.5
LONGUEUR PROXIMALE DE L'ERGOT	5.5	6.8	6.8
LONGUEUR FILETÉE MÉDIANE	6.5	7.0	7.0


- Zeniva® PEEK
- Segment à ergots de l'implant conçu pour se déployer dans la phalange proximale
- Filetages opposés permettant une compression supplémentaire à travers l'articulation
- S'adapte aux variations de taille des phalanges



Technique Opératoire



<https://www.ortho-cape.com/hammer-fix-s-m-l/>



ANCILLAIRE	
REF	PRODUIT
132-00100	Boîte de rangement
	Tige de nettoyage
132-00211	Tube à broches S Ø1.1
132-00214	Tube à broches M Ø1.4
132-00216	Tube à broches L Ø1.6
132-00004	Manche de tournevis
132-00005	Pince
132-00028	Taraud/Foret S
132-00034	Taraud/Foret M
132-00040	Taraud/Foret L
132-00001	Tournevis S
132-00002	Tournevis M
132-00003	Tournevis L