


SHOULDER AND ANKLE REPAIR

HS SUTURE TAPE®

HS 1072 - LPPR 8112419



- USP 2 (EP 5) de 0.50mm - 0.599mm
- Ruban plat de 0.50 mm
- Longueur: 100 cm
- Couleur : bleu & blanc
- Aiguilles : 1/2 26 mm et 3/8 40 mm
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Sutures doubles aiguilles

ÉPAULE / CHEVILLE



Suture de renfort sous forme de ruban plat

Permet une surface d'appui plus importante tout en limitant les risques de cisaillement.

Fil bi colore pour une meilleure visibilité sous arthroscopie.

UTILISATIONS

- Renfort ligamentaire
- Ancrage tendineux
- Reconstruction
- Rapprochement des tissus

Télécharger le certificat CE

