


SHOULDER REPAIR

HS SUTURE TAPE®

HS 1071 - LPPR 8112419



- USP 2 (EP 5) de 0.50mm - 0.599mm
- Ruban plat de 0.50 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu cobalt
- Aiguilles : 1/2 26 mm et 3/8 40 mm
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Sutures doubles aiguilles

ÉPAULE



Suture de renfort sous forme de ruban plat

Permet une surface d'appui plus importante tout en limitant les risques de cisaillement.

LE FIL DE RÉFÉRENCE
POUR LA CHIRURGIE
DE L'ÉPAULE



UTILISATIONS

- Renfort ligamentaire
- Ancrage tendineux
- Reconstruction
- Rapprochement des tissus

Télécharger le certificat CE

