


TENDON REPAIR

HS FIBER®

HS 530 - LPPR 8112402



- USP 5 / EP 7
- Fil Ø 0.7
- Longueur : 90 cm
- Couleur : blanc & vert
- Aiguilles 1/2c 26 mm et 1/2c 48 mm
- Sutures non resorbables UHMWPE
- Sutures doubles aiguilles

GENOUX / CHEVILLE / HANCHE



Très grande facilité
de serrage

UTILISATIONS

- Renfort et ré insertion ligamentaire, tendineux
- Suture et ancrage idéal sur genoux hanche et cheville

Télécharger le certificat CE

