


ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

Tête Ø 6.0 mm



Tête Ø 9.0 mm



Ø 4.6 mm

Ø 7.0 mm

- Vis titane ISO 5832-3
- Medio et arrière-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.5 pour vis Ø 4.6 mm
Broche Ø 2.2 pour vis Ø 7.0 mm

Ø 4.6 mm


LONG.	RÉF.
20	38.21.20
22	38.21.22
24	38.21.24
26	38.21.26
28	38.21.28
30	38.21.30
32	38.21.32
34	38.21.34
36	38.21.36
38	38.21.38
40	38.21.40
42	38.21.42
44	38.21.44
46	38.21.46
48	38.21.48
50	38.21.50
52	38.21.52
54	38.21.54
56	38.21.56
58	38.21.58
60	38.21.60

Ø 7.0 mm

LONG.	RÉF.
30	38.22.30
35	38.22.35
40	38.22.40
45	38.22.45
50	38.22.50
55	38.22.55
60	38.22.60
65	38.22.65
70	38.22.70
75	38.22.75
80	38.22.80
85	38.22.85
90	38.22.90

EAGLE - ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM




Ø 4.6 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
2	Tournevis (lame) pour vis Ø 4.6	14.30.17
3	Forêt tête pour vis Ø 4.6	14.37.34
4	Taraud Eagle Arthrostab Ø 4.6	14.33.36
5	Forêt pour vis Ø 4.6	14.37.33
6	Mesureur sur broche 150 mm	14.33.33
7	Broches Ø 1.5 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.44
8	Boite de rangement	14.10.96

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 1,5 lg 150 mm
1 pointe trocart



Ø 7.0 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.32.04
2	Forêt tête pour vis Ø 7.0	14.37.35
3	Tournevis (lame) percé pour vis Ø 7.0	14.30.18
4	Broches Ø 2.2 Lg 200 mm 1 pointe trocart	14.63.10
5	Mesureur sur broche 200 mm	14.33.34
6	Forêt canulé pour vis Ø 7.0	14.37.36
7	Taraud Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.33.35
8	Tournevis (lame) pour vis Ø 7.0	14.30.19
9	Boite de rangement	14.10.97

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 2,2 lg 200 mm
1 pointe trocart