

JACK-S SCREW

6 TAILLES




- Vis titane
- Vis sous-talienne pour repositionnement calcanéen.
- Insertion facile / Parfaite stabilité
- Traitement du pied plat chez l'adulte et l'enfant

REF	Ø	LONG.
42-0712	7.0	12
42-0814	8.0	14
42-0914	9.0	14
42-1014	10.0	14
42-1116	11.0	16
42-1216	12.0	16

ANCILLAIRE

REF	PRODUIT
ML-2000	Boîte de rangement
ML-1007	Mesureur fileté Ø 7.0
ML-1008	Mesureur fileté Ø 8.0
ML-1009	Mesureur fileté Ø 9.0
ML-1010	Mesureur fileté Ø 10.0
ML-1011	Mesureur fileté Ø 11.0
ML-1012	Mesureur fileté Ø 12.0
42-4230	Lame de tournevis
42-4220	Extracteur
42-4240	Sonde
14.63.18	Broche Ø 1.8 Lg2 00
42-4243	Dilatateur
55-2951	Manche de tournevis



Technique Opérateur

