


MINI ARTHROSTAB

Ø 2.5 MM BISEAUTÉE



- Vis en titane ISO 5832-3
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.0 pour vis Ø 2.5

Ø 2.5 mm	
LONG.	RÉF.
14	38.28.14
16	38.28.16
18	38.28.18
20	38.28.20
22	38.28.22
24	38.28.24
26	38.28.26
28	38.28.28
30	38.28.30
32	38.28.32
34	38.28.34

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt pour vis Mini Arthrostab Ø2.5	14.37.25
2	Forêt XS pour vis Mini Arthrostab Ø2.5	14.37.27
3	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
4	Tournevis (lame) 6 pans canulé	14.30.23E
5	Tournevis (lame) 6 pans pleine	14.30.31
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
8	Boîte de rangement	14.10.88

