


NEO HS FIBER® LOOP

HS142 - LPPR 8195747



- Fil USP 2 : 0,50-0,59 mm
- Longueur : 90 cm
- Couleur : blanc & bleu
- Sutures non resorbables UHMWPE
- Sutures 1 aiguille droite 60 mm
- Type de loop : SPLIT-STICH™



GENOU / HANCHE



UTILISATIONS

- Greffe, réparation du LCA, réparation de la coiffe des rotateurs, réparation du tendon d'Achille et autres applications sur les tissus mous