


NEO LOOP TAPE 1.4

HS182 - LPPR 8195747



- Bande : largeur 1,4 mm
- Longueur : 60 cm
- Longueur de la boucle : 5 cm
- Couleur : noir
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Aiguille droite noire alliage acier inox siliconée
- Type de loop : SPLIT-STICH™



GENOU / CHEVILLE



UTILISATIONS

- Greffe, réparation du LCA, réparation du tendon d'Achille et autres applications sur les tissus mous