



SUTURES ET RENFORTS TENDINEUX

▶ Ortho ▶ CAPE

SPÉCIFICITÉS

NOM	TYPE	FIL	LONGUEUR	COULEUR	AIGUILLE	RÉFÉRENCE
NEO TENDON REPAIR	FIBER	USP 5	90 CM	BLANC/VERT	DOUBLE M0-6, M0-6 1/2 26 mm et 1/2 48 mm	HS530
NEO HS FIBER® LOOP	SUTURE LOOP	USP 2	90 CM	BLANC/BLEU	DROITE 60 mm	HS142
NEO LOOP 2.0	SUTURE LOOP	USP 2/0	60 CM	NOIR	DROITE 60 mm	HS343
NEO LOOP TAPE 1.4	SUTURE LOOP	BANDE 1,4 mm	60 CM	NOIR	DROITE 60 mm	HS182
NEO LOOP TAPE 0	SUTURE LOOP	USP 0	60 CM	NOIR	DROITE 60 mm	HS345
FIBER TAPE SHOULDER REPAIR	SUTURE TAPE	USP 2 / BANDE 0,5 mm	100 CM	BLEU	DOUBLE M0-6, M0-6 1/2 26 mm et 3/8 40 mm	HS1071
FIBER TAPE SHOULDER & ANKLE REPAIR	SUTURE TAPE	BANDE 1,5 mm	100 CM	BLEU/BLANC	DOUBLE M0-6, M0-6 1/2 26 mm et 3/8 40 mm	HS1072

COULEURS



BLANC/VERT



BLANC/BLEU



NOIR




BLEU



BLEU/BLANC

- Sutures polyéthylène non résorbables ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMWPE)
- Des couleurs et tressages différentiels pour une meilleure visibilité
- Une structure unique de tressage pour une résistance optimale, une maniabilité facilitée et une parfaite tenue des noeuds

LOOP SPLIT-STICH™




M0-6, M0-6



NEO TENDON REPAIR

HS 530 - LPPR 8112402



- Fil Ø 0.7
- Longueur : 90 cm
- Couleur : blanc & vert
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Sutures doubles aiguilles
- Aiguilles 1/2c 26 mm et 1/2c 48 mm

GENOU / CHEVILLE / HANCHE



Très grande facilité de serrage

UTILISATIONS

- Renfort et ré insertion ligamentaire, tendineux
- Suture et ancrage idéal sur genoux hanche et cheville




NEO HS FIBER® LOOP

HS142 - LPPR 8195747



- Fil USP 2 : 0,50-0,59 mm
- Longueur : 90 cm
- Couleur : blanc & bleu
- Sutures non resorbables UHMWPE
- Sutures 1 aiguille droite 60 mm
- Type de loop : SPLIT-STICH™



GENOU / HANCHE



UTILISATIONS


- Greffe, réparation du LCA, réparation de la coiffe des rotateurs et autres applications sur les tissus mous

NEO LOOP 2.0

HS343 - LPPR 8181277



- Fil Ø 0,30 mm (USP2/0)
- Longueur : 60 cm
- Longueur de la boucle : 5 cm
- Couleur : noir
- Sutures non resorbables UHMWPE
- Aiguille droite alliage Acier Inox siliconée
- Type de loop : SPLIT-STICH™



CHEVILLE



UTILISATIONS

- Greffe, réparation du tendon d'Achille et autres applications sur les tissus mous

NEO LOOP TAPE 1.4

HS182 - LPPR 8195747




- Bande : largeur 1,4 mm
- Longueur : 60 cm
- Longueur de la boucle : 5 cm
- Couleur : noir
- Sutures non resorbables UHMWPE
- Aiguille droite noire alliage acier inox siliconée
- Type de loop : SPLIT-STICH™

GENOU / CHEVILLE



UTILISATIONS

- Greffe, réparation du LCA, réparation du tendon d'Achille et autres applications sur les tissus mous



NEO LOOP TAPE 0

HS345 - LPPR 8118735



- Fil USP 0
- Longueur : 60 cm
- Longueur de la boucle : 5 cm
- Couleur : noir
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Aiguille droite noire alliage acier inox siliconée
- Type de loop : SPLIT-STICH™

GENOU



UTILISATIONS


- Greffe, réparation du LCA, et autres applications sur les tissus mous



FIBER TAPE SHOULDER REPAIR

HS 1071 - LPPR 8112419

MO-6/FSLX



LE FIL DE RÉFÉRENCE
POUR LA CHIRURGIE
DE L'ÉPAULE



- USP 2 : 0,50 - 0,59mm
- Bande : largeur 0,50 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu cobalt
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Aiguilles : 1/2 26 mm et 3/8 40 mm
- Sutures doubles aiguilles

ÉPAULE



Suture de renfort sous forme
de ruban plat

Permet une surface d'appui
plus importante tout en limitant
les risques de cisaillement.


UTILISATIONS

- Renfort ligamentaire
- Ancrage tendineux
- Reconstruction
- Rapprochement des tissus

SHOULDER AND ANKLE REPAIR FIBER TAPE

HS 1072 - LPPR 8112419

- USP 2 : 0,50 - 0,59mm
- Bande : largeur 0,50 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu & blanc
- Sutures non résorbables UHMWPE
- Aiguilles : 1/2 26 mm et 3/8 40 mm
- Sutures doubles aiguilles



ÉPAULE / CHEVILLE



Suture de renfort sous forme de ruban plat

Permet une surface d'appui plus importante tout en limitant les risques de cisaillement.

Fil bi colore pour une meilleure visibilité sous arthroscopie.

UTILISATIONS

- Renfort ligamentaire
- Ancrage tendineux
- Reconstruction
- Rapprochement des tissus



TÉL. +33 5 63 27 02 25



info@ortho-cape.com



172 rue Lépine 82000 Montauban
FRANCE



Ortho CAPE



Riverpoint

Télécharger le certificat CE



www.ortho-cape.com



IBAN FR76 1027 8022 0000 0210 4320 276 - BIC CMCIFR2A
N°TVA - FR 61 890810542
SIRET 890 810 542 00021 - APE 3250A